

Edelstahl
stainless steel

1.4435 (BN2) / 316L
1.4404 / 316L
1.4539 / 904L
HC 22 / HC 4, etc.

Dichtungen
gaskets

- EPDM
- FKM/FEP ummantelt | encapsulated
- PTFE
- FKM/FPM
- FFKM
- VMQ

Rauheitswerte der Innenoberfläche
internal surface roughness

- Ra < 0.25 - 0.4 μm (HQ-line)
- Ra < 0.5 - 0.8 μm (STERI-line)
- Ra < 0.8 / 1.6 μm (MEDI-line)

Deltaferritgehalt
delta ferrite content

max. 0.5 % gemäß BN2 (1.4435)
max. 0.5 % acc. to BN2 (1.4435)

Oberflächenqualität
surface finish

innen und außen metallblank oder gebeizt
inside and outside bright finish or pickled

Veredelungen
refinements

- innen elektroliert (e-pol.)
- innen mechanisch poliert (K400)
- außen geschliffen mit Korn 400
 - inside electropolished (e-pol.)
 - inside mechanically polished (K400)
 - outside ground with grain 400

Diese Veredelungen sind durch
Lagerhaltung und hauseigene
Fertigung kurzfristig lieferbar.

Due to our stock capacity and company
owned production, these refinements
can be delivered at short notice.